

(DC1-3) تعيين مقاومة مجهولة – القنطرة المتريية

الغرض من التجربة

تعيين مقاومة مجهولة باستخدام القنطرة المتريية

الأجهزة

قنطرة متريية – مصدر جهد تيار مستمر – مجموعة من المقاومات القياسية – المقاومة المجهولة – جلفانومتر

نظرية التجربة


في الشكل 1، ABCD هو الرسم التخطيطي لما يعرف بقنطرة ويتستون. عند نقطة الاتزان، أى عند النقطة التى لا يظهر فيه الجلفانومتر انحرافا، يكون لدينا

$$V_{AB} = V_{AD} \quad \text{i.e. } I_1 R_1 = I_2 R_3 \quad (1)$$

$$V_{BC} = V_{DC} \quad \text{i.e. } I_1 R_2 = I_2 R_4 \quad (2)$$


من (1) و (2) نحصل على

$$R_1 / R_2 = R_3 / R_4 \quad (3)$$



شكل 1 مخطط لدائرة قنطرة ويتستون

القنطرة المتريية هي حالة خاصة من قنطرة ويتستون وهى جهاز يستخدم لتعيين المقاومات المجهولة مباشرة، وتتركب من أربع أذرع يحوى كل ذراع على مقاومة كما هو واضح من شكل 2. مقاومتي R_1 و R_2 ومقاومتين سلكتيتين l_1 و l_2 .



شكل 2 القنطرة المتريية

في القنطرة المتريية نجد أن (R_3) تمثل مقاومة سلك طوله (l_1) و أن (R_4) تمثل مقاومة سلك طوله (l_2)، ومن ثم فإذا كان السلك ذى مساحة مقطع منتظم فإن مقاومته تتناسب مع طوله ويكون لدينا فى حالة الإتزان أن

$$R_1 / R_2 = l_1 / l_2 \quad (4)$$

وبالتالى إذا كانت المقاومة R_1 معلومة و المقاومة R_2 مجهولة وأمكن قياس طول السلك l_1 و l_2 عند الإتزان فإنه يمكن حساب المقاومة المجهولة R_2 المقاومة R_2 يمكن أن تكون محصلة مقاومتين موصلتين معا على التوالي أو على التوازي. إذا أمكن قياس كل من المقاومتين منفردتين ثم قياس محصلتهما فى حالتى التوالي والتوازي فإنه يمكن التحقق من قوانين التوصيل فى حالتى التوالي والتوازي

خطوات العمل

1. صل القنطرة كما هو موضح فى الشكل 2.
2. تأكد من كل الوصلات، وضع مصدر الجهد على حوالى ($\approx 1 \text{ Volt}$)
3. حرك المنزلق على السلك حتى النقطة التى يحصل عندها اتزان
4. قس الطول (l_1) و الطول (l_2) واحسب R_2 باستخدام المعادلة (4)
5. بدل موضعي (R_1) و (R_2)، أحدهما محل الآخر، ثم جد موضع الاتزان الجديد ، و قس (l_1') و (l_2')، واحسب R_2 مرة أخرى
6. احسب المتوسط للمقاومة R_2
7. كرر الخطوات السابقة مع مقاومتين معلومتين فى حالة توصيلهما على التوالي أو على التوازي للتأكد من قوانين توصيل المقاومات.

النتائج

الاتزان الاول	
$l_1 =$	cm, and $l_2 =$ cm
الاتزان الثانى	
$l_1' =$	cm, and $l_2' =$ cm
$R_2 =$	ohm