

(DC1-12) قانون فاراداي للتحليل الكهربى

خطوات العمل

1. قس كتلة اللإلكترود السالب ، الكاثود، ولتكن m_1 .
2. ضع الكاثود فى موضعه واسمح لكمية من الكهربية (I) بالمرور فى الدائرة باستخدام مجزئ الجهد لمدة (20 دقيقة)
3. استخدم قطعة من القماش لتجفيف الكاثود ، وقس كتلته ، m_2 .
4. احسب الكتلة المترسبة ($M = m_2 - m_1$).
5. أوجد قيمة المكافئ الكهروكيميائى من العلاقة
6. $Z = M / It$
7. أعد تكرار الخطوات من 1 الى 6 على الأقل ثلاثة مرات واحسب (Z) فى كل مرة
8. احسب القيمة المتوسطة للمكافئ (Z) والانحراف القياسى (ΔZ)

النتائج

$I (A)$	$t(min)$	$m_1(g)$	$m_2(g)$	$M(g)$	$Z(g/A.s)$
$Z_{av} =$		(g/A.s)			

الغرض من التجربة


تعيين الوزن المكافئ الكهروكيميائى من النحاس

الأجهزة

بطارية – إلكترودان عبارة عن لوحين من النحاس – محلول كهربى - أميتر

نظرية التجربة

يطلق على السوائل التى تتحلل عندما يمر خلالها تيار كهربى اسم المحاليل الكهربية أو الإلكتروليت، كما تسمى العملية التى يحدث فيها التحلل اسم التحليل الكهربى. وعندما يغمر إلكترودان متشابهان فى محلول كهربى ويسمح لتيار كهربى بالمرور عبر المحلول، فإن الأيونات تميل إلى الترسيب على الإلكترود السالب.



الشكل (1): رسم تخطيطى لدائرة التحليل الكهربى

المكافئ الكهروكيميائى؛ (Z) ، لأيون ما هو الوزن بالجرامات التى يظهر حراً بواسطة مرور وحدة كمية الكهرباء، Q . وطبقاً لهذا التعريف ، فإن

$$M = ZQ = Zit,$$

حيث (M) هى كتلة الأيونات المترسبة على الإلكترود السالب ، و (I) التيار المار عبر المحلول الكهربى فى زمن (t). يطلق مصطلح فاراداي (Faraday) على كمية الكهربية اللازمة لتحرير واحد جرام – ذرة (one gram-atom) من أى عنصر أحادى التكافؤ ، والفاراداي يساوى 96500 coulombs تقريباً. وتعنى (واحد جرام – ذرة) الكتلة التى عدد الجرامات لها هو نفسه المماثل للعدد الذى يمثل الكتلة الذرية للعنصر.

عندما يمر تيار من الكهربية بين إلكترودين نحاسيين عبر محلول مخفف من كبريتات النحاس فى الماء ، فإن التحلل يتم وتتحرر أيونات النحاس من الأنود وتترسب على الكاثود. وإذا تم قياس الكتلة المترسبة على الكاثود خلال مرور التيار (I) فى زمن (t) فيمكن حساب (Z).